

非公開型 医療介護専用SNS

## メディカルケアステーション ご利用ガイド 基本操作

QRコードはこちら

<https://www.medical-care.net/login>





# 目次

目次	1	メッセージを送信する	9
ログインする	2	投稿したメッセージを削除する	10
ホーム画面	3	削除したメッセージを再度表示する	11
お知らせを確認する	4	カメラで写真を撮って送信する	12
招待を確認して参加する	5	ファイルをアップロードする	14
見る	6	ログインパスワードを再発行する	15
了解ボタンを押す	7	MCSのユーザー権限体系	16
患者詳細情報	8	推奨稼働環境	18
		お問い合わせ	19

# ログインする

MCSログイン画面： <https://www.medical-care.net/login>

※一定回数間違えた場合は、30分後に再度お試しください。

①ログイン画面を表示する

MedicalCare  
STATION

メールアドレス

パスワード

パスワードを忘れた方

ログイン

メールアドレスを保存する

新規登録

②メールアドレスを入力する

MedicalCare  
STATION

tanakademo@gmail.com

パスワード

パスワードを忘れた方

ログイン

メールアドレスを保存する

新規登録

半角で入力してください。

③パスワードを入力する

MedicalCare  
STATION

tanakademo@gmail.com

パスワード

パスワードを忘れた方

ログイン

メールアドレスを保存する

新規登録

大文字や小文字に気をつけましょう。

④「ログイン」ボタンをクリックする

MedicalCare  
STATION

tanakademo@gmail.com

パスワード

パスワードを忘れた方

ログイン

メールアドレスを保存する

新規登録

※端末によっては自動的に  
頭文字が大文字になる設定があります。  
詳しくは各種端末の設定をご確認ください。

# ホーム画面

ログイン後に表示されるのがホーム画面です。参加しているすべてのグループ一覧が表示されます。

The screenshot shows the home screen of a mobile application. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the word 'ホーム', a user profile icon with a plus sign, and a menu icon. Below this is a grid of four main navigation buttons: '患者リスト', 'グループ', 'つながり', and 'コミュニティ'. A search bar is located below the grid, containing the text '名前、施設名、フリーワード' and a search icon. Below the search bar, there is a notification banner that says '事務局お知らせが届いています (4件)'. The main content area displays a list of items, including a '職場の情報共有' card with a date of '10/20', a notification from '鈴木 次郎' with a timestamp of '10:57', and a '骨折予防関連グループ' card with a date of '11/17'. Callout boxes point to various elements: the home icon, the main navigation buttons, the menu icon, the search bar, the notification banner, and the list items.

ホーム画面へ移動します

グループへ移動します

つながりへ移動します

マルチ招待へ移動します

メニューへ移動します

患者リストへ移動します

患者リスト

グループ

つながり

コミュニティ

コミュニティへ移動します

名前、施設名、フリーワードで検索できます

職場の情報共有  
職場スタッフに所属している全員が自動的に参加するグループです

事務局お知らせが届いています (4件)

お知らせへ移動します

【患者ごとのグループ】  
自分自身が参加しているグループの患者名（他施設も含む）が表示されます


【グループ】  
自分が参加しているグループ名が表示されます

# お知らせを確認する


①お知らせをクリックする




②タイトルをクリックする



③内容を確認する



④ホームボタンをクリックして戻る



未読のお知らせは  
背景が薄い黄色になります。

# 招待を確認して参加する


① 「招待が届いています」を  
クリックする




② 「参加」をクリックする



③ 「参加する」を  
クリックする



④ ホームボタンを  
クリックして戻る



# 見る

未読の投稿があるグループは背景が黄色になります。



患者顔写真と氏名が入ります

患者グループの内容にアクセスできるメンバーが表示されます

ファイル添付・アプリ（追加機能）・薬剤機能が利用できます

確認した投稿は「了解ボタン」をクリックします



患者詳細情報へ移動します

メンバーを絞り込んだタイムラインを作成できます

新たなメンバーを招待します

メッセージを書き込みます

投稿を削除します

上記の投稿について「返信」します

# 了解ボタンを押す

👍 をクリックするだけでグループに参加しているメンバーに了解したことが伝わります。

① 確認したメッセージ右下の「了解ボタン」をクリックする



② 「了解ボタン」が青くなり、右の人数が変更されます



人数をクリックすると  
了解ボタンを押したメンバーが  
表示されます





# 患者詳細情報

ホーム画面などで患者顔写真をクリックすると患者詳細情報ページに移動します。

The screenshot shows a patient detail page for '渡邊 和代' (Watanabe Kazuyo), a female patient aged 85, associated with '田中内科クリニック' (Tanaka Internal Medicine Clinic). The page includes a profile picture, a checkmark indicating MCS participation, and tabs for 'かかりつけ' (Primary Care), '本人' (Patient), and 'データ' (Data). A '一言メモ' (One-sentence memo) section contains the text '胃癌' (Stomach Cancer). Callout boxes provide additional context: one explains that clicking the photo leads to this page if the patient is in MCS; another notes that a checkmark indicates MCS participation and completion of self-confirmation; a third explains that the '本人' tab shows patient input, while 'データ' shows automatic data; a fourth states that only staff can update all items, while others can only edit specific fields like diagnosis and notes; and a fifth indicates that clicking the photo leads to the patient's timeline if the user is participating.

患者がMCSに参加している場合、つながりに移動します

患者がMCSに参加していて、本人確認が完了している場合にレ点が入ります

【かかりつけ】  
患者を管理している施設が入力した情報が表示されます

【本人】  
患者がMCSに参加している場合、ご本人が入力した情報が表示されます

【データ】  
画像やファイルなどのデータが自動的に入ります

職場の管理者ユーザーはすべての項目の更新ができます  
それ以外のユーザーは、  
・疾患名  
・薬剤情報  
・患者ノート  
のみ編集可能です

ご自身が参加しているタイムラインに移動します

# メッセージを送信する


①「メッセージを入力してください」をクリックする



②メッセージを入力し、送信ボタンをクリックする




③メッセージが投稿されます




# 投稿したメッセージを削除する

自身が投稿したメッセージを投稿者自身で削除・元に戻すことができます。  
管理者の方は他のユーザーが投稿したメッセージも削除・元に戻すことができます。

①メッセージ右下のマークと「メッセージを非表示」をクリックする



②「非表示にする」をクリックする



③メッセージが非表示になります



# 削除したメッセージを再度表示する


①削除したメッセージをクリックする




②メッセージ右下のマークと「メッセージを再表示」をクリックする



③「再表示する」をクリックする



④メッセージが再度表示されます




# カメラで写真を撮って送信する①

機種によって操作方法は異なります。

①メッセージを入力し、  
クリップマークを  
クリックする



②「カメラで写真を撮る」を  
クリックする



③写真を撮る



# カメラで写真を撮って送信する②

④「写真を使用」をクリックする



⑤正しい写真であることを確認し「送信」をクリックする



⑥写真付きメッセージが投稿されます



# ファイルをアップロードする

①メッセージを入力し、  
クリップマークをクリックする




③正しいファイルであることを確認し  
「送信」をクリックする



④ファイル付きメッセージが  
投稿されます



②別ウィンドウで  
ファイルを選択する



# ログインパスワードを再発行する

パスワードを忘れた時や、ログイン出来ないときなどにご利用ください。

①MCSログイン画面にある「パスワードを忘れた方」をクリックする

MedicalCare STATION

メールアドレス

パスワード

**パスワードを忘れた方**

ログイン

メールアドレスを保存する

新規登録

②メールアドレスを入力後「送信する」をクリックする

M パスワードの再設定

Medical Care Stationに登録されているメールアドレスを入力して下さい。

メールアドレス **※必須**

abcd1234@gmail.com

キャンセル **送信する**

③メールを開き URLをクリックする

【MCS】パスワード再設定のご案内 受信

no-reply@medical-care.net  
To 自分

こんにちは、安〇宏〇様

以下のURLへアクセスしてパスワードの再設定をお願いします。

**■新しいパスワードの設定はこちらから  
<https://www.medical-care.net/reset/password>**

※メールに記載されているURLの有効期限はURLが、折り返されて2行以上になっていたりできない場合は、URLをコピーしてブラウザに入力してください。

※MedicalCareStationへご登録した覚えがない場合は、こちらからお問い合わせください。

クリックして返信または転送

GB (0%) / 15 GB を使用中

URLの有効期限は24時間です。

④新しいパスワードを入力し「送信する」をクリックする

M パスワードのリセット

パスワード（半角の英字数字を両方含む8文字以上、例：abcdefg1）の再設定をして下さい。

新しいパスワード

.....

.....

**送信する**

パスワードは入力用と確認用の2箇所に記載しましょう。



## MCSのユーザー権限体系（施設の管理者）

機能	管理者ユーザー	管理者権限のないユーザー
施設にスタッフを登録する・削除する	○	△1
職場スタッフへ管理者権限を付与する・解除する	○	
施設プロフィールを設定する	○	
患者登録をする	○	
患者グループへ招待する	○	△1
患者グループからメンバーを解除する	○	△2
患者情報を更新する	○	△3
患者グループの保管・戻す	○	
メッセージ削除・戻す	○	△4

△1： 管理者権限のないユーザーが招待した場合は管理者ユーザーによる承認が必要です。

△2： 自分自身のみ解除できます。

△3： 患者情報のうち、疾患名、薬剤情報、患者ノートの更新ができます。

△4： 自分が書き込んだメッセージのみ削除・戻すことができます。



## MCSのユーザー権限体系（グループの管理者）

機能	管理者ユーザー	管理者権限のないユーザー
グループへの招待	○	△ 1
グループ内メンバーへの管理者権限付与・解除	○	
メッセージ削除・戻す	○	△ 2
メンバー解除	○	△ 3
グループの削除・戻す	○	

△ 1： グループ管理者以外のユーザーが招待した場合はグループ管理者ユーザーによる承認が必要です。

△ 2： 自分が書き込んだメッセージのみ削除・戻すことができます。

△ 3： 自分自身のみ解除できます。



## 推奨稼働環境

MCSの推奨稼働環境は以下となります。  
※ガラケー、ガラホはご利用できません。


端末	ブラウザ
Windows PC	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Microsoft Edge最新</li><li>・ Google chrome最新</li></ul>
Mac	<ul style="list-style-type: none"><li>・ safari最新</li><li>・ Google chrome最新</li></ul>
Android	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Google chrome最新</li></ul>
iPhone・iPad	<ul style="list-style-type: none"><li>・ safari最新</li></ul>
OS	アプリバージョン
iOS	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 最新バージョン</li></ul>
Android	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 最新バージョン</li></ul>

上記以外の端末をお使いの場合、正常に動作しない可能性があります。

# お問い合わせ

## 使い方ガイド

<https://www.medical-care.net/html/usersguide/>



## よくあるご質問

<https://support.medical-care.net/hc/ja>



# MedicalCare STATION